



Solus™

Ett omfattande sortiment av larynxmasker



Luftväg • larynxmasker

Solus™ larynxmasker

Intersurgical erbjuder ett omfattande sortiment av larynxmasker för engångsbruk.

Produkterna är utformade för att användas vid olika kliniska situationer. Hela sortimentet är latexfritt och varje produkt förpackas sterilt i enskild förpackning.

Tydlig information

All väsentlig information är tydligt markerad och synlig



Liten friktion

För atraumatisk användning

Klassiskt utformad kuff

för pålitlig funktion

Integrerad slang till kuffen

slangen är integrerad i tuben vilket minskar risken för skada

Ventil av hög kvalitet

Säkerställer att kuffen håller tätt


Se video

Solus Standard

Tillverkad av noggrant valda material av hög kvalitet för att vara robust och skapa flexibilitet för användaren. Produkterna är avsedda att fungera vid en stor variation av kliniska tillämpningar, även barnanestesi. Brett sortiment från neonatal till flera vuxenstorlekar.



Gör en förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005000	Solus Standard, larynxmasker	5 Large vuxen	70+kg	20 
8004000	Solus Standard, larynxmasker	4 Medium vuxen	50–70kg	20 
8003000	Solus Standard, larynxmasker	3 Small vuxen	30–50kg	20 
8025000	Solus Standard, larynxmasker	2.5 Large barn	20–30kg	20 
8002000	Solus Standard, larynxmasker	2 Small barn	10–20kg	20 
8015000	Solus Standard, larynxmasker	1.5 Spädbarn	5–10kg	20 
8001000	Solus Standard, larynxmasker	1 Neonatal	<5kg	20 

 Alla förpackas sterila och styckförpackade



Solus™ Satin

Solus Satin är en larynxmask för engångsbruk som har mjukare skaft för att göra den mer böjbar och flexibel.



Gör en förfrågan



Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005003	Solus Satin, larynxmasker	5 Large vuxen	70+kg	20 
8004003	Solus Satin, larynxmasker	4 Medium vuxen	50–70kg	20 
8003003	Solus Satin, larynxmasker	3 Small vuxen	30–50kg	20 

Solus för MR

Produkterna är utformade med en ventil som är fri från metall och därmed inte stör utrustning för MR. Ventilen av plast är robust och lika pålitlig som ventilen som används i övriga Solus-produkter.



Gör en förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005002	Solus för MR, larynxmasker	5 Large vuxen	70+kg	20 
8004002	Solus för MR, larynxmasker	4 Medium vuxen	50–70kg	20 
8003002	Solus för MR, larynxmasker	3 Small vuxen	30–50kg	20 
8025002	Solus för MR, larynxmasker	2.5 Large barn	20–30kg	20 
8002002	Solus för MR, larynxmasker	2 Small barn	10–20kg	20 
8015002	Solus för MR, larynxmasker	1.5 Spädbarn	5–10kg	20 
8001002	Solus för MR, larynxmasker	1 Neonatal	<5kg	20 

Solus™ Curve

Solus Curve är en förböjd larynxmask för de användare som har behov av det.




Gör en förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005050	Solus Curve, larynxmasker	5 Large vuxen	70+kg	20
8004050	Solus Curve, larynxmasker	4 Medium vuxen	50–70kg	20
8003050	Solus Curve, larynxmasker	3 Small vuxen	30–50kg	20

Solus™ Flexible

Solus Flexible har armerad tub och är anpassad för att användas vid vissa ingrepp som till exempel tandkirurgi och ögonkirurgi. Då kan tuben behöva böjas för att säkerställa kirurgisk tillgänglighet. Den armerade tuben skapar flexibilitet utan att den knickas eller oavsiktligt positioneras om under ingreppet vilket minimerar risken att luftvägen störs.



Gör en förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005001	Solus Flexible, larynxmasker	5 Large vuxen	70+kg	20
8004001	Solus Flexible, larynxmasker	4 Medium vuxen	50–70kg	20
8003001	Solus Flexible, larynxmasker	3 Small vuxen	30–50kg	20
8025001	Solus Flexible, larynxmasker	2.5 Large barn	20–30kg	20
8002001	Solus Flexible, larynxmasker	2 Small barn	10–20kg	20

Alla förpackas sterila och styckförpackade

Skriv bara ut om du behöver. Spara på papper och miljö.

IS6.1 SE • Issue 15 06.24



Intersurgical AB, Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sweden
T: 08 514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tilverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och MDSAP



Intersurgical AB är certifierad enligt ISO 9001