



i-view™ videolaryngoskop

Videolaryngoskopi, var och när du än intuberar



Luftvägshantering • Luftvägstillbehör

Introducering av i-view™ videolaryngoskop

En storlek ▪ Engångsbruk

i-view är det nya videolaryngoskopet för engångsbruk från Intersurgical, som ger möjlighet till videolaryngoskopi när du behöver intubera.

Genom ett integrerat Macintosh blad, kan i-view även användas för direkt laryngoskopering och tekniken förblir likvärdig jämfört med enheter med andra typer av blad. Klar att använda sekunder efter att den tagits ur sin förpackning. Den ergonomiska utformningen säkrar att i-view är lättanvänd och via en integrerad LCD-skärm tillhandahålls en optimal bild under de flesta ljusförhållanden.



i-view - Videolaryngoskopi, var och när du än intuberar

Tillgången på videolaryngoskop kan vara begränsad på grund av kostnadseffekten vid större inköp av flergångs videolaryngoskop till avdelningar. i-view erbjuder en kostnadseffektiv lösning, med alla fördelar som ett fullt integrerat videolaryngoskåp, i en engångsprodukt som kan sorteras som vanligt avfall (utan behov att avlägsna batterier) för användning:

- pre-hospitalt
- akutmedicin
- återupplivning
- anestesi
- svår luftväg
- intensivvård



Intensivvård



Pre-hospitalt/återupplivning



Svår luftväg



Funktioner & Fördelar

Videolaryngoskopi, var och när du än intuberar

En storlek

inget behov av att lagerhålla flera storlekar

Engångsbruk

minskar risken för korsinfektion och kostnader för återställande

Enkel hantering

inget behov att ta ur batterier innan kassering

Integrerad LCD skärm

optimal bild under de flesta ljusförhållanden

Ergonomisk design

i-view är bekväm och intuitiv att använda



On/Off knapp

klar att använda sekunder efter att den tagits ur sin förpackning

Kamera och LED-lampa

for optimal bildåtergivning



Macintosh-blad

i-view kan användas för både direkt och videolaryngoskopi





i-view levereras i lådor om 2 enheter. Varje enhet är individuellt förpackad i ett specialdesignat hårt skal förseglat med en plastfilm för att säkerställa skydd av enheten, både under transport och förvaring. Förpackningen öppnas enkelt genom att identifiera hörnfliken med tummen och dra tillbaka den övre plastfilmen. Enhetens LOT-nummer och utgångsdatum finns på den övre kanten ovanför LCD-skärmen.



Art.nr:	Beskrivning	Antal
8008000	i-view videolaryngoskop	2

[Gör en förfrågan](#)
[Läs mer](#)
[Se video](#)

Skriv bara ut om du behöver. Spara på papper och miljö.

IS6.15 SE • Issue 3 04.24



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
 T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tilverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och MDSAP



Intersurgical AB är certifierad enligt ISO 9001

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
 Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA