




Sortiment PEP-träning Positivt expiratoriskt tryck



Oxygen- och aerosolbehandling ▪ Andningsfysioterapi

Intersurgicals sortiment PEP-träning

Intersurgical erbjuder en rad produkter för PEP-behandling. Produkternas anpassade design gör det möjligt för kliniker att välja mellan nio färgkodade PEP-motstånd och antingen mask eller munstycke. PEP-andningstränaren levereras med ett munstycke som enkelt kan bytas mot en ansiktsmask om det behövs. Ansiktsmasker finns i fem storlekar. Tryckmanometer kan anslutas till systemet med PEP- manometerkoppling (1956020) som är utformad för att monteras mellan t-stycke och PEP-motstånd.



ClearLite™ anestesi-mask, storlek 4

Artikelnummer	Benämning	Färg	Förpackningsstorlek
PEP-motstånden är förpackade i påsar med 10 st			
8020060	PEP-motstånd 6.0mm, lila, för enpatientbruk		100
8020050	PEP-motstånd 5.0mm, brun, för enpatientbruk		100
8020045	PEP-motstånd 4.5mm, röd, för enpatientbruk		100
8020040	PEP-motstånd 4.0mm, orange, för enpatientbruk		100
8020035	PEP-motstånd 3.5mm, grön, för enpatientbruk		100
8020030	PEP-motstånd 3.0mm, blå, för enpatientbruk		100
8020025	PEP-motstånd 2.5mm, gul, för enpatientbruk		100
8020020	PEP-motstånd 2.0mm, vit, för enpatientbruk		100
8020015	PEP-motstånd 1.5mm, svart, för enpatientbruk		100
PEP t-stycke, munstycke/mask och kopplingar			
1956013	PEP T-stycke, inhalationsport -22M/15F-22M med envägsventil och munstycke, 22F, enpatientbruk		80
1956020	PEP manometerkoppling, 15M, 22M/15F, 6mm knä med slang, 1.3m		40
7296001	ClearLite, anestesi-mask, storlek 6, XL vuxen, röd, utan fäst krok, 22F		20
7295001	ClearLite, anestesi-mask, storlek 5, L vuxen, orange, utan fäst krok, 22F		35
7294001	ClearLite, anestesi-mask, storlek 4, M vuxen, grön, utan fäst krok, 22F		35
7293001	ClearLite, anestesi-mask, storlek 3, S vuxen, gul, utan fäst krok, 22F		35
7292001	ClearLite, anestesi-mask, storlek 2, barn, vit, utan fäst krok, 22F		25

Skriv bara ut om du behöver. Spara på papper och miljö.

IS10.37 SE • Issue 5 02.24



Intersurgical AB, Svärdvägen 3a, 812 33 Danderyd,
Tel: 08-514 30 600, info@intersurgical.se, www.intersurgical.se



Tillverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och MDSAP



Intersurgical AB är certifierad enligt ISO 9001