



Intersurgical i-flo™ - Högflödesgrimma



Intensivvård ▪ i-flo - Högflödesgrimma



Intersurgical i-flo™ - Högflödesgrimma

Intersurgicals i-flo syrgasgrimma är en engångsprodukt avsedd för högflödesbehandling. Den är avsedd att behandla vuxna patienter med andningssvikt i sjukhusmiljö och finns i tre storlekar.

Högflödesbehandling har blivit ett vanligt förekommande andningsstöd för patienter med andningssvikt och det har konstaterats att denna behandling erbjuder en rad fördelar gentemot konventionell syrgasterapi. Bland dessa fördelar inkluderas följande:

- Förbättrad syresättning
- Minskad andningsbelastning
- Minskad sekretion
- Ökad behandlingstolerans hos patient
- Undvikande av intubering^[1]

i-flo högflödesgrimma kompletterar Intersurgicals breda sortiment av andningssystem och lösningar inom intensivvård och dess diskreta design har utvecklats med fokus på prestation och patientkomfort.


i-flo innehåller ett antal unika egenskaper och fördelar som säkerställer bäst möjliga leverans av högflödesbehandling.



[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care 2016 Apr;61(4):529-41



Anpassningsbar och säker



i-flo's unika 180° swivelkoppling möjliggör enkel och bekväm positionering av utrustning vid sidan av sängen.



i-flo's kläm- och fästbandssystem stödjer andningssystemets slangar på ett säkert sätt och låter patienten röra sig fritt utan att tänka på om grimman kommer på fel plats eller blir obekväm.

Bekväm och stödjande



En anatomisk design av näsbygeln styr huvudbandet ovan patientens öron, hjälper till att minimera skav och dålig passform.

Den flexibla, semistyva näsbygeln möjliggör att trycket från bandet fördelas jämnt över patientens kinder. Detta höjer grimmans stabilitet och stöd samt hjälper till att undvika att tryckpunkter uppstår.





Intersurgical i-flo™ syrgasgrimma

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
7300000	i-flo högflödesgrimma, small vuxen	7
7301000	i-flo högflödesgrimma, medium vuxen	7
7302000	i-flo high högflödesgrimma, large vuxen	7

Förfrågan







i-flo setup video finns på www.intersurgical.se



Andningssystem, enkelslang

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2060310	22mm Flextube 1,6m med värmtråd inkl. befuktningsskammare och extra slang 0,5m	7



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tillverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och ISO 14001:2015

Skriv bara ut om du behöver
Spara på papper och miljö. Skriv ut dubbelsidigt om du måste skriva ut.