



## MiniMe<sup>®</sup>2

Pediatrik nasalmask NIV



Intensivvård • Andningsmask



## MiniMe®2

Med AIR<sup>o</sup>gel® teknologi

Minime®2 är en nasal NIV mask, gjord för en-patientsanvändning, och kan användas inom både sjukhus och hemsjukvård. Minime®2 finns tillgänglig i två olika storlekar, med valmöjlighet för både ventilerad och icke-ventilerad mask.

Maskens kuff består av Airgel® Advanced Cushion Technology™ för att skapa optimal passform och komfort för våra minsta patienter, då masken är framtagen för barn i ålder mellan 2-12 år.

### Skräddarsydd passform

Den mjuka kuffen kan enkelt justeras och ändra form för att möta individuella behov. Den önskade passformen behåller därefter sin form



AIR<sup>o</sup>gel®

AIR<sup>o</sup>gel® materialet gör MiniMe®2 följsam och mjuk

### Touchless Spacebar™

Unik design som undviker all kontakt med patientens panna

### Storleksindikator

Masken finns tillgänglig i 2 storlekar, small/medium och medium/large

### Advanced Cushion Technology™


Den ergonomiska kuffen ger en effektiv täthet och erbjuder optimal passform

### 360 graders roterande knä/koppling

För optimal positionering och bättre rörlighet

### Ventilerad och icke-ventilerad

För CPAP och bilevel behandling av barn



Produktkod	Specifikation	Färgkod knä/koppling	Förp.storlek
Maskerna nedan bör användas med ett enslangssystem som inte innehåller en CO <sub>2</sub> läckageport			
2370000	MiniMe®2 Pediatrisk nasalmask ventilerad NIV small/medium	○	10
2371000	MiniMe®2 Pediatrisk nasalmask ventilerad NIV medium/large	○	10
Maskerna nedan bör användas med ett enslangssystem som har en CO <sub>2</sub> läckageport			
2270000	MiniMe®2 Pediatrisk nasalmask icke-ventilerad NIV small/medium	●	10
2271000	MiniMe®2 Pediatrisk nasalmask icke-ventilerad NIV medium/large	●	10

### Utbytbara fixeringsband small/medium MiniMe®2

Produktkod	Specifikation	Förp.storlek
2274000	55048 Fixeringsband	20

### Utbytbara fixeringsband medium/large MiniMe®2

Produktkod	Specifikation	Förp.storlek
2275000	EZ Fit fixeringsband	20

MiniMe®2 och AIR<sup>o</sup>gel® är registrerade varumärken som tillhör Sleepnet Corporation.

Touchless Spacebar och Advanced Cushion Technology är varumärken som tillhör Sleepnet Corporation.

IS1.49 SE • Issue 1 02.19



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige  
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se