




Svalgtuber

Säkrare design



Svalgtuber

Säkrare design

Genom att använda den senaste tillverkningsteknologin har Intersurgical producerat det första stora genombrottet på svalgtuber på trettio år.

Genom att kombinera två material med väldigt olika fysiska egenskaper i en gjutning, gör vår svalgtubsdesign det separata bitblocket överflödigt, som finns i alla konventionella svalgtuber.

Lösa eller lossnade bitblock utgör ett reellt hot emot patientsäkerheten och har tidigare varit föremål för flertalet säkerhetsmeddelanden. Med vår svalgtubsdesign försvinner dessa risker. Förutom förbättrad säkerhet har nu svalgtuben en mjuk ände som minskar risken för trauma hos patienten. Vi erbjuder också en steril version som ett ytterligare val.



Dubbelgjuten design
Utan separat inre bitblock - säkrare design

Mjukare yttermaterial
Minskar risken för tandskador

Nio färgkodade storlekar
För att möta alla patientkrav



Tydlig färgkodning
För enkel identifiering





ISO 5364:2016 – Färgkodningsguide

I den senaste versionen av ISO 5364:2016 Anaesthetic and Respiratory Equipment – Oropharyngeal Airways, har ett nytt färgkodningskrav implementerats med mål om att förbättra patientsäkerheten bland produkter från olika tillverkare.

För att uppfylla färgkodningskraven som specificeras i ISO 5364:2016 var det nödvändigt för Intersurgical att uppdatera fyra storlekar av svalgtuber.

Storlekarna som har ändrats är följande:

- ISO storlek 9.0; från orange till gul
- ISO storlek 7.0; från gul till vit
- ISO storlek 6.5; från vit till brun
- ISO storlek 3.5; från rosa till ljusgrön

Varje avdelning behöver bestämma lokalt hur denna förändring ska genomföras, eftersom en utfasningsperiod av befintliga lagermängder kommer att ta vid.



ISO storlek 9.0 ISO storlek 7.0 ISO storlek 6.5 ISO storlek 3.5

De fyra Intersurgical svalgtuberna som har ändrat färg för att stämma överens med den uppdaterade standarden.

| Artikelnummer | ISO storlek |
|---------------|-------------|
| 1115120 (S*) | 12.0 |
| 1114100 (S*) | 10.0 |
| 1113090 (S*) | 9.0 |
| 1112080 (S*) | 8.0 |
| 1111570 (S*) | 7.0 |
| 1111065 (S*) | 6.5 |
| 1110055 (S*) | 5.5 |
| 1100050 (S*) | 5.0 |
| 1000035 (S*) | 3.5 |

| Tidigare Intersurgical färger | |
|-------------------------------|--|
| Lila | |
| Röd | |
| Orange | |
| Grön | |
| Gul | |
| Vit | |
| Grå | |
| Blå | |
| Rosa | |

| Nya ISO-godkända färger | |
|-------------------------|------------|
| Lila | |
| Röd | |
| Gul | NEW |
| Grön | |
| Vit | NEW |
| Brun | NEW |
| Grå | |
| Blå | |
| Ljusgrön | NEW |

Denna färgförändring gäller samtliga av Intersurgicals svalgtubsprodukter, inklusive bulkförpackade versioner.

 Steril version tillgänglig

(S*) Lägg till ett S till det sjuiffriga artikelnumret för en steril version av denna produkt, t ex 5000000S

Mjukare ände

Genom att fortsätta prioritera patientsäkerheten har Intersurgical ytterligare förbättrat mjukheten i änden av alla svalgtuber.

Svalgtuber i hårt och stelt material kan innebära en ökad risk för trauma. Genom att använda ett ännu mjukare material på svalgtubens ände minskas risken för trauma ytterligare.



| Artikelnummer | Beskrivning | Färg | Storlek | ISO | Förpackningsstorlek |
|---------------|-------------|------|---------|------|---------------------|
| 1115120 (S*) | Svalgtub | | 5 | 12.0 | 70 (70*) |
| 1114100 (S*) | Svalgtub | | 4 | 10.0 | 90 (80*) |
| 1113090 (S*) | Svalgtub | | 3 | 9.0 | 90 (80*) |
| 1112080 (S*) | Svalgtub | | 2 | 8.0 | 100 (100*) |
| 1111570 (S*) | Svalgtub | | 1.5 | 7.0 | 100 (100*) |
| 1111065 (S*) | Svalgtub | | 1 | 6.5 | 20 (20*) |
| 1110055 (S*) | Svalgtub | | 0 | 5.5 | 25 (25*) |
| 1100050 (S*) | Svalgtub | | 00 | 5.0 | 25 (25*) |
| 1000035 (S*) | Svalgtub | | 000 | 3.5 | 25 (25*) |

Gör en förfrågan

Läs mer

Se video

Produkt med lägre miljöpåverkan Steril version tillgänglig

(S*) Lägg till ett S till det sju-siffriga artikelnumret för en steril version av denna produkt, t ex 5000000S

Skriv bara ut om du behöver. Spara på papper och miljö.

IS6.10 SE • Issue 7 07.24



Intersurgical AB, Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sweden
T: 08 514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tilverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och MDSAP



Intersurgical AB är certifierad enligt ISO 9001

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA