










Intersurgicals Svalgtuber

Ny ISO 5364:2016 Specificerade färger

Artikelnummer	Intersurgical storlek	ISO storlek	Tidigare Intersurgical färg		Nya ISO-godkända färger	
1000035 (S*)	000	3.5	Rosa		Ljusgrön	NY
1100050 (S*)	00	5.0	Blå		Blå	
1110055 (S*)	0	5.5	Grå		Grå	
1111065 (S*)	1	6.5	Vit		Brun	NY
1111570 (S*)	1.5	7.0	Gul		Vit	NY
1112080 (S*)	2	8.0	Grön		Grön	
1113090 (S*)	3	9.0	Orange		Gul	NY
1114100 (S*)	4	10.0	Röd		Röd	
1115120 (S*)	5	12.0	Lila		Lila	

Denna färgförändring gäller samtliga av Intersurgicals svalgtubsprodukter, inklusive bulkförpackade versioner.
(S*) Lägg till ett S till det sju-siffriga artikelnumret för en steril version av denna produkt, t ex 5000000S



ISO storlek 3.5



ISO storlek 6.5



ISO storlek 7.0



ISO storlek 9.0

De fyra storlekarna av Intersurgicals svalgtuber har bytt färg för att motsvara den uppdaterade standarden.

Hur skiljer man på de gamla och nya färgerna

Om du är osäker på om din svalgtub är godkänd enligt den nya ISO-färgguiden jämför du färgen och ISO-storleken du ser på flankerna av svalgtuben med bilden ovan.

För ytterligare information: www.intersurgical.com/info/guedelairway



Quality, innovation and choice



Interact with us



www.intersurgical.se