



nFlow™

Nasal CPAP-system för barn



Intensivvård • Andningssystem



nFlow™

Framtagen för neonatalvård

De minsta patienterna behöver ofta mest omvårdnad. Säkerhet och komfort är avgörande för att hjälpa barn under deras första tid i livet.

Ett urval av CPAP-system för barn

Intersurgicals nFlow-system erbjuder en komplett vårdlösning för barn-CPAP med den etablerade "gas flip" teknologin som ger patienten ett alternativ till ventilator-CPAP som medför lågt WOB (work of breathing/andningsarbete).

nFlow är kompatibelt med drivers designade för användning med sk "gas flip" CPAP-teknologi, som ger ett något högre systemtryck i samband med denna behandling.

nFlow-systemet

nFlow-systemet levereras med näsaggregat, slang med värmetråd och 10mm justerbar expirationsslang för effektiv bortledning av gas.

Ett urval av patientlösningar och mössor

Patientlösningar och mössor levereras separat för att undvika onödigt avfall.


Använd storleksguiden som ingår för att välja rätt lösning till din patient.



[Gör en förfrågan](#)

[Läs mer](#)


[Se video](#)





Enkla val

nFlow-systemet inkluderar två storleksguider som gör det väldigt enkelt att välja korrekt passande lösning och mössa för din patient.




12 mössor

Finns separat tillgängliga i tolv olika färgkodade storlekar.



Patientlösningar

Masker och prongar finns separat tillgängliga i fyra storlekar. Tillverkade i mjuk, bekväm silikon för att säkerställa optimal passform för patienten samt att reducera mängden av onödigt avfall.



B Mössor



C Nasalmasker



D Nasalprongar





Vi har gjort det enkelt välja. För att få ihop ett komplett system kan du välja en produkt från grupp A och B, sedan en patientlösning från C och/eller D. Du kan alltid beställa produkterna separat enligt dina önskemål.



	Artikelnummer	Benämning	Kartongstorlek
A nFlow andningssystem			
	4700000	nFlow CPAP-andningssystem med värmetråd för barn, 1.6m	12
	4700001	nFlow CPAP-andningssystem med värmetråd för barn, 1.8m	10
	4700016	nFlow CPAP-andningssystem med värmetråd för barn med avtagbar monitoreringsslang, 1.6m	10
	4708000	nFlow ljuddämpningskit	50
	4700011	nFlow ersättningsband till mössa	60
B nFlow mössor			
		Storlek	
	4707009	nFlow, mössa barn, mörkblå	storlek 9 (40 - 42 cm) 10
	4707008	nFlow, mössa barn, turkos	storlek 8 (38 - 40 cm) 10
	4707007	nFlow, mössa barn, orange	storlek 7 (36 - 38 cm) 10
	4707006	nFlow, mössa barn, röd	storlek 6 (34 - 36 cm) 10
	4707005	nFlow, mössa barn, grön	storlek 5 (32 - 34 cm) 20
	4707004	nFlow, mössa barn, ljusorange	storlek 4 (30 - 32 cm) 20
	4707003	nFlow, mössa barn, blå	storlek 3 (28 - 30 cm) 20
	4707002	nFlow, mössa barn, gul	storlek 2 (26 - 28 cm) 20
	4707001	nFlow, mössa barn, mörkgrå	storlek 1 (24 - 26 cm) 20
	4707110	nFlow, mössa barn, rosa	storlek 0 (22 - 24 cm) 20
	4707100	nFlow, mössa barn, grå	storlek 00 (20 - 22 cm) 20
	4707000	nFlow, mössa barn, vit	storlek 000 (18 - 20 cm) 20
C nFlow nasalmasker			
		Storlek	
	4716000	nFlow nasalmask	extra large 30
	4706000	nFlow nasalmask	large 30
	4705000	nFlow nasalmask	medium 30
	4704000	nFlow nasalmask	small 30
D nFlow nasalprongar			
		Storlek	
	4703000	nFlow nasalprong	large 30
	4702000	nFlow nasalprong	medium 30
	4701000	nFlow nasalprong	small 30
	4711000	nFlow nasalprong	extra small 30



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and ISO 14001:2015

Please think before you print
Save energy and paper.
If you must print this information sheet please print it double sided.