



Återupplivnings slang för neonatalvård

med justerbart PEEP



Intensivvård • Andningssystem för intensivvård

Återupplivnings slang med justerbart PEEP för neonatalvård

En serie 10 mm neonatala återupplivningsprodukter som inkluderar en klickjusterbar öppningskontroll på patientknät för att ge variabelt PEEP.

Andningssystemen finns i flera alternativa längder och med specifika kopplingar för att passa till många apparater samt olika typer av behov och scenarier.

Andningssystemen kan användas på neonatalavdelningar och inom förlossningsvård med följande drivers och utrustning för återupplivning:

- Dräger®
- Viamed Tom Thumb®
- Fisher & Paykel® Neopuff®

Ett urval av slangalternativ

Ger fler alternativ och möjligheter beroende på apparatur och andra specifika omständigheter

PEEP justeras med klick


Minimerar risken att PEEP ändras oavsiktligt under användning



22M/15F Vridbar swivelkoppling

Optimerar slangpositionering och patientkomfort

Gör en förfrågan



Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
6430000	10 mm Flextube™ andningssystem för neonatal återupplivning med variabelt PEEP, dubbelswivel knä 15F/10F/15M/11,5F adaptrar. ≥ 0,8 m	15
6431000	10 mm Flextube andningssystem för neonatal återupplivning med variabelt PEEP, dubbelswivel knä och 15F/10F adaptrar. ≥ 1,2 m	15
6432000	10 mm Flextube andningssystem för neonatal återupplivning för användning med Neopuff®-återupplivningsset med variabelt PEEP, dubbelswivel knä. ≥ 1,2 m	15
6431002	10 mm Flextube andningssystem för neonatal återupplivning för användning med Neopuff® och universella återupplivningsset med variabelt PEEP, dubbelswivel knä. ≥ 2,0 m	15
6433000	10 mm Flextube andningssystem för neonatal återupplivning för användning med Neopuff® och universella återupplivningsset med variabelt PEEP, dubbelswivel knä. ≥ 1,2 m	15

👁️ Produkten som syns på bilden

Dräger är ett registrerat varumärke som tillhör Drägerwerk AG & Co. KGaA. Tom Thumb är ett varumärke som tillhör Viamed, Ltd.

Fisher & Paykel är ett registrerat varumärke som tillhör Fisher & Paykel

Skriv bara ut om du behöver. Spara på papper och miljö.

IS1.9 SE • Issue 10 10.24



Intersurgical AB, Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sweden
T: 08 514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tillverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och MDSAP



Intersurgical AB är certifierad enligt ISO 9001